

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA
FORNITURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E
SERVIZI CONNESSI
DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE ASL NAPOLI 2 NORD- ASL NAPOLI 3 SUD E ASL AVELLINO
DELLA REGIONE CAMPANIA**

“Allegato A8 – Valori e punteggi test”

I test (sub criteri) e gli ausili considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi sono di seguito riportati:

A. REQUISITI FUNZIONALI – test laboratorio obbligatori			
n.	Prove da eseguire	Metodica	Ausili da testare e oggetto di valutazione
1	Velocità di assorbimento liquido	001 NMC 93	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012
			Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.006
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.015
			Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande (sagomato) -09.30.18.048
			Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media (sagomato)- 09.30.18.051
			Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio- 09.30.04.060
2	Cessione del liquido	002 NMC 93	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012
			Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.006
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.015
			Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande (sagomato) -09.30.18.048
			Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media (sagomato)- 09.30.18.051
			Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio- 09.30.04.060
3	Capacità specifica di assorbimento	003 NMC 93	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012
			Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.006
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.015
			Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande (sagomato) -09.30.18.048

			Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media (sagomato)- 09.30.18.051
			Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio- 09.30.04.060
4	Test Manichino su Prodotto Intero	Prova laboratorio INNOVHUB SSI MI 15	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003
			Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012
5	Capacità totale di Assorbimento	ISO 11948-1	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 7 a 14 Kg - 09.30.12.042
			Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 15 a 22 Kg - 09.30.12.045
6	Superficie tampone assorbente vs superficie totale	Prova laboratorio Ssccp MI 03	Traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 60 x 90 - 09.30.42.006
			Traversa salvamaterasso rimboccabile, formato cm 80 x 180 - 09.30.42.003

Nelle tabelle di seguito indicate sono riportati i valori e i relativi punteggi dei test di laboratorio obbligatori:

N 1. Velocità di assorbimento liquido - 001 NMC 93			
<i>Ausilio</i>	<i>Formato</i>	<i>Unità di misura (ml/sec)</i>	<i>punteggio</i>
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003	Grande	< 5 ml/sec	0
		da 5 ml/sec a 6 ml/sec	1,52
		> 6 ml/sec	2,17
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012	Grande	< 4 ml/sec	0
		da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,23
		> 6 ml/sec	0,33
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.006	Medio	< 4 ml/sec	0
		da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,47
		> 6 ml/sec	0,67
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.015	medio	< 4 ml/sec	0
		da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,24
		> 6 ml/sec	0,34
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande (sagomato) -09.30.18.048	Grande	< 5 ml/sec	0
		da 5 ml/sec a 6 ml/sec	0,47
		> 6 ml/sec	0,67
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media (sagomato)- 09.30.18.051	Medio	< 4 ml/sec	0
		da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,24
		> 6 ml/sec	0,34
Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio- 09.30.04.060	unico	< 3 ml/sec	0
		da 3 ml/sec a 6 ml/sec	0,94
		> 6 ml/sec	1,34

N.2 Cessione del liquido - 002 NMC 93			
<i>Ausilio</i>	<i>Formato</i>	<i>Unità di misura (g)</i>	<i>punteggio</i>
	Grande	> 0,1 g	0
		da 0,1 g a 0,04 g	1,52

ALL. A 8 – VALORI E PUNTEGGI TEST
SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003		< 0,04 g	2,17
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012	Grande	> 0,1 g	0
		da 0,1 g a 0,04 g	0,23
		< 0,04 g	0,33
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm)- 09.30.21.006	Medio	> 0,1 g	0
		da 0,1 g a 0,04 g	0,47
		< 0,04 g	0,67
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.015	Medio	> 0,1 g	0
		da 0,1 g a 0,04 g	0,23
		< 0,04 g	0,33
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande (sagomato) -09.30.18.048	Grande	> 0,1 g	0
		da 0,1 g a 0,04 g	0,47
		< 0,04 g	0,67
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media (sagomato)- 09.30.18.051	Medio	> 0,1 g	0
		da 0,1 g a 0,04 g	0,24
		< 0,04 g	0,34
Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio- 09.30.04.060	unico	> 0,2 g	0
		da 0,2 g a 0,09 g	0,93
		< 0,09 g	1,33

N.3 Capacità specifica di assorbimento - 003 NMC 93			
<i>Ausilio</i>	<i>Formato</i>	<i>Unità di misura (g/g)</i>	<i>punteggio</i>
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003	Grande	< 12 g/g	0
		da 12 g/g a 14 g/g	1,51
		> 14 g/g	2,16
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.012	Grande	< 13 g/g	0
		da 13 g/g a 16 g/g	0,23
		> 16 g/g	0,33
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm)- 09.30.21.006	Medio	< 12 g/g	0
		da 12 g/g a 14 g/g	0,46
		> 14 g/g	0,66
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - 09.30.21.015	Medio	< 12 g/g	0
		da 12 g/g a 14 g/g	0,23
		> 14 g/g	0,33
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande (sagomato) -09.30.18.048	Grande	< 12 g/g	0
		da 12 g/g a 14 g/g	0,46
		> 14 g/g	0,66
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media (sagomato)- 09.30.18.051	Medio	< 11 g/g	0
		da 11 g/g a 14 g/g	0,22
		> 14 g/g	0,32
Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio- 09.30.04.060	unico	< 9 g/g	0
		da 9 g/g a 13 g/g	0,93
		> 13 g/g	1,33

N.4 Test Manichino su Prodotto Intero - Prova laboratorio INNOVHUB SSI MI 15							
Ausilio	Formato	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (prima prova)		Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (seconda prova)		Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti Wi	
		Unità di misura (ml/sec)	punteggio	Unità di misura (ml/sec)	punteggio	Unità di misura (g/g)	punteggio
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - 09.30.21.003	Grande	< 10 ml/sec	0	< 10 ml/sec	0	> 10 g	0
		≥ 10 ml/sec	2,16	da 10 ml/sec a 11 ml/sec	1,52	da 10 g a 0,9 g	1,52
				> 11 ml/sec	2,17	< 0,9 g	2,17
Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)- 09.30.21.012	Grande	< 10 ml/sec	0	< 10 ml/sec	0	> 10 g	0
		≥ 10 ml/sec	0,33	da 10 ml/sec a 11 ml/sec	0,24	da 10 g a 0,9 g	0,24
				> 11 ml/sec	0,34	< 0,9 g	0,34

N 5. Capacità totale di Assorbimento - ISO 11948-1			
Ausilio	Formato	Unità di misura (g)	punteggio
Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 7 a 14 Kg - 09.30.12.042	da 7 a 14 Kg	< 600 g	0
		≥ 600 g	0,5
Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 15 a 22 Kg -09.30.12.045	da 15 a 22 Kg	< 700 g	0
		≥ 700 g	0,5

N 6. Superficie tampone assorbente vs superficie totale - Sscpp MI 03			
Ausilio	Formato	Unità di misura (%)	punteggio
Traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 60 x 90 - 09.30.42.006	cm 60 x 90	≤ 77%	0
		> 77%	2
Traversa salvamaterasso rimboccabile, formato cm 80 x 180 - 09.30.42.003	cm 80 x 180	≤ 27%	0
		> 27%	3

Si precisa che il punteggio dei test sarà arrotondato alla seconda cifra decimale secondo la seguente regola: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.