

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI DEDICATI ALLA
RICERCA DELL'EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI
DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA**

ALLEGATO B1 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI
Metodo analitico immunologico non radioisotopico
Capacità di fornire risultato quantitativo della concentrazione dell'emoglobina umana presente nel materiale analizzato
Riconoscimento dei campioni con acquisizione positiva del codice a barre
Interfacciamento bidirezionale (per host query)
Campionamento del materiale fecale dal flacone di raccolta chiuso
Cadenza analitica non inferiore a 200 test/ora
Cut-off del sistema modulabile dall'operatore
Stampa dei risultati
Capacità di memorizzare ed archiviare autonomamente i dati per ogni singolo campione analizzato, calibrazione e controlli
Iscrizione ad un programma di qualità esterno (VEQ - Valutazione Esterna di Qualità)
DISPOSITIVI DI RACCOLTA
Devono contenere uno stabilizzatore dell'emoglobina che garantisca la stabilità del campione a temperatura ambiente per almeno 7 giorni
Volume di tampone sufficiente per almeno tre ripetizioni

CARATTERISTICHE MINIME

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

Corredati di n. 2 etichette di identificazione paziente con codice a barre e spazio per identificazione anagrafica, una delle etichette deve essere rimovibile per essere applicata su documentazione cartacea

Corredati di un foglio illustrativo ed esplicativo sulle modalità di raccolta e conservazione del campione in lingua italiana

CARATTERISTICHE MINIME

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it