


Scheda tecnica Mguard Net Protective Stent

Nome Commerciale: Mguard
 Destinazione d'uso: Stent metallico ricoperto da retina in PET
 Codice: MGC XXXX
 Produttore: InspireMD
 Distributore esclusivo Italia: KARDIA S.R.L - Via Luigi Rizzo 8\1, Milano

<p>Immagine del prodotto</p>	
<p>Descrizione</p>	<p>Mguard è uno stent innovativo composto da uno stent metallico ricoperto da una retina in Ptfе.</p> <p>Il rivestimento permette di bloccare l'eventuale distacco di placche durante e dopo la procedura di angioplastica coronarica.</p>
<p>Indicazioni per l'uso</p>	<p>Lo stent Mguard è consigliato nelle seguenti applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infarto miocardico acuto • Aneurismi coronarici • Graft Venosi • Piccole perforazioni coronariche

Contenuto della confezione	Stent Mguard premontato su pallone semicompiante
Caratteristiche	Materiale dello stent: acciaio inossidabile 316L Materiale retina: Poly Ethylene Terephthalate (PET) Fiber Spessore della fibra: 20 micron Apertura della rete: 150x180 micron Catetere guida: 6Fr Filo guida utilizzabile: 0,014” Pressione nominale: 6 bar Pressione di rottura: ≤ 3.0 mm: 16 bar ≥ 3.5 mm: 14 bar Materiale pallone: 80% Grilamid, 20% Pebax
Modalità di confezionamento	Il prodotto è confezionato singolarmente. Prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione a gas con ossido di etilene secondo le normative EN 550:1994, EN ISO 10993-7:1995. La sterilizzazione non è garantita se la confezione non è integra. Utilizzare immediatamente l'apertura della confezione. Prodotto monouso non risterilizzabile.
Modalità di conservazione	Non conservare il prodotto piegato e/o sotto peso eccessivo. Il prodotto va conservato lontano dall'acqua. Riporre al buio, in luogo fresco ed asciutto.
Modalità di smaltimento	Verificare le indicazioni dettate dalle normative italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi medici
Modalità d'impiego e controindicazioni	Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto.

Ente certificatore: 0124 Dekra Certification
Classe di appartenenza: III
Certificato CE: 51168-23-A0
CND: P0704020199
Iscrizione a repertorio: 15179/R

CODICI E DESCRIZIONI

Codice	Descrizione/Misure (in mm)
MGC2012	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 12
MGC2015	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 15
MGC2019	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 19
MGC2024	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 24
MGC2029	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 29
MGC2034	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 34
MGC2039	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.00 x 39
MGC2212	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 12
MGC2215	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 15
MGC2219	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 19
MGC2224	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 24
MGC2229	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 29
MGC2234	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 34
MGC2239	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.25 x 39
MGC2512	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 12
MGC2515	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 15
MGC2519	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 19
MGC2524	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 24
MGC2529	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 29
MGC2534	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 34
MGC2539	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.50 x 39
MGC2712	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 12
MGC2715	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 15
MGC2719	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 19
MGC2724	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 24
MGC2729	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 29
MGC2734	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 34
MGC2739	MGuard - Net Protective Coronary Stent 2.75 x 39
MGC3012	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 12
MGC3015	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 15
MGC3019	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 19
MGC3024	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 24
MGC3029	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 29
MGC3034	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 34
MGC3039	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.00 x 39
MGC3212	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 12

MGC3215	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 15
MGC3219	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 19
MGC3224	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 24
MGC3229	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 29
MGC3234	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 34
MGC3239	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.25 x 39
MGC3512	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 12
MGC3515	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 15
MGC3519	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 19
MGC3524	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 24
MGC3529	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 29
MGC3534	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 34
MGC3539	MGuard - Net Protective Coronary Stent 3.50 x 39
MGC4012	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 12
MGC4015	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 15
MGC4019	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 19
MGC4024	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 24
MGC4029	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 29
MGC4034	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 34
MGC4039	MGuard - Net Protective Coronary Stent 4.00 x 39