

Safeguard
Dispositivo per il mantenimento dell'emostasi
Pressione effettiva, sicurezza e comfort

CND M9099
RDM 108717/R

SAFEGUARD 24 codice 82000
SAFEGUARD 12 codice 82050

Il dispositivo Safeguard permette di mantenere una compressione meccanica su un sito di sanguinamento ad emostasi avvenuta. Elimina la necessità di un operatore, è semplice da applicare, innovativo e confortevole per i pazienti.

Il dispositivo è utilizzabile per il mantenimento dell'emostasi sul sito di puntura femorale (Safeguard 24 codice 82000) e per l'ottenimento e/o il mantenimento dell'emostasi radiale (Safeguard 12 codice 82050).

SPECIFICHE TECNICHE:

	Codice 82000	Codice 82050
Lunghezza:	24.13 cm	11,3 cm
Larghezza:	14,0 cm	7,0 cm
Altezza bulbo:	2,5 cm a 30cc	1,3 cm a 4cc
Max Volume raccomandato:	40cc	7cc

MATERIALI:

Bulbo gonfiabile: poliuretano estruso trasparente

Il normale uso del dispositivo prevede un gonfiaggio effettuato attraverso una valvola luer-lock con una siringa luer-lock

Fascia adesiva: è composta di 3 strati distinti

-Strato inferiore adesivo in polietilene a doppio rivestimento (Tegaderm)

-Strato intermedio di rinforzo in polietilene .076 mm

-Strato superiore in tessuto non tessuto medicale 3M

Latex Free: L'intero dispositivo è senza lattice



MAQUET Italia S.p.A.
Società Unipersonale
Soggetta alla direzione e coordinamento di MAQUET GmbH & Co. KG
Soggetta alla direzione
Sede sociale e operativa:
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
www.maquet.it

ISO 9001:2008
N. 9120.SBA1
Tel. +39-02-611135.1
Fax +39-02-611135.260/261

Capitale sociale: Euro 1.020.000; Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro imprese di Milano: 03992220966

CONFEZIONE:

Sterile, monouso
Sterilizzato a raggi gamma
10 pezzi per ogni confezione

DURATA:

2 anni dalla data di sterilizzazione

Prodotto per Datascope Corp. Montvale NJ USA

Distribuito in Italia da:

Maquet Italia Spa
Via Gozzano,14
Cinisello Balsamo
Milano

CE 0050

