Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) - Italia

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I (NON INVASIVO) NON STERILE

SCHEDA TECNICA

Fabbricante: Macrimed S.r.l.

Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) - Italia

Nome del dispositivo: GOMITIERA IN CARTONE

Codice CND: M030506 N. Iscrizione Repertorio D.M.

 Codice:
 OR2190#0 mis. XS extra small
 9915/R

 OR2190#1 mis. S small
 9915/R

 OR2190#2 mis. M medium
 9915/R

OR2190#3 mis. L large 9915/R OR2190#4 mis. XL extra large 9915/R

Taglia: XS (lunghezza omero cm. 11 + avambraccio cm. 12 - larghezza cm. 6)
S (lunghezza omero cm. 15 + avambraccio cm. 17 - larghezza cm. 8)
M (lunghezza omero cm. 20 + avambraccio cm. 22 - larghezza cm. 8)

M (lunghezza omero cm. 20 + avambraccio cm. 22 - larghezza cm. 8)
L (lunghezza omero cm. 24 + avambraccio cm. 26 - larghezza cm. 8)
XL (lunghezza omero cm. 25 + avambraccio cm. 35 - larghezza cm. 10)

altre misure a richiesta.

Monouso: SI LATEX FREE: SI

Caratteristiche: Dispositivo monouso preformato in cartone rigido monolamellare radiotrasparente. Indicato


per l'immobilizzazione ed il sostegno del gomito e dell'arto superiore.

Destinazione d'uso: Immobilizzazione temporanea dell'arto superiore, traumi medio lievi.

MATERIE PRIME UTILIZZATE

A: Cartone fibrato (fibra di cellulosa riciclata)

B: Rivetti autoforanti nikel-ferro (nikel 99%)



DISPOSITIVO MARCATO C€

Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) - Italia

Confezione

Confezione quantità a richiesta in scatola cartone, NON STERILE. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.

Conservare nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta.

imballaggio:

Avvertenze

L'applicazione del dispositivo deve essere effettuata SOTTO CONTROLLO MEDICO e attenendosi alle istruzioni d'uso che lo accompagnano.

Non esistono effetti collaterali, controindicazioni o tossicità rilevati o relazionati con il dispositivo, tenendo conto dell'uso previsto dal fabbricante, come riportato sulle istruzioni e sotto controllo medico.