

Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I (NON INVASIVO) NON STERILE**SCHEDA TECNICA**

Fabbricante: Macrimed S.r.l.
Via Trentino, 4
31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

Nome del dispositivo: **PALMARE IN CARTONE SAGOMATO**

Codice CND: M030506

N. Iscrizione Repertorio D.M.

Codice:	OR249#0D mis. XS Extra Small Dx (destr)	10609/R
	OR249#0S mis. XS Extra Small Sx (sinist)	10609/R
	OR249#1D mis. S Small Dx (destr)	10609/R
	OR249#1S mis. S Small Sx (sinist)	10609/R
	OR249#2D mis. M Medium Dx (destr)	10609/R
	OR249#2S mis. M Medium Sx (sinist)	10609/R
	OR249#3D mis. L Large Dx (destr)	10609/R
	OR249#3S mis. L Large Sx (sinist)	10609/R
	OR249#4D mis. XL Extra Large Dx (destr)	10609/R
	OR249#4S mis. XL Extra Large Sx (sinist)	10609/R

Taglia: Extra Small (lunghezza cm. 23 larghezza cm. 10)
Small (lunghezza cm. 27 larghezza cm. 11)
Medium (lunghezza cm. 30 larghezza cm. 11)
Large (lunghezza cm. 36 larghezza cm. 12)
Extra large (lunghezza cm. 38 larghezza cm. 13)
altre misure a richiesta.

Monouso: SI

LATEX FREE: SI

Caratteristiche: Dispositivo monouso preformato in cartone rigido radiotrasparente. Indicato per l'immobilizzazione ed il sostegno del polso e della mano. Disponibile nelle versioni destra e sinistra.

Destinazione d'uso: Immobilizzazione e sostegno del polso e della mano.

MATERIE PRIME UTILIZZATE

A: Cartone fibrato (fibra di cellulosa riciclata)

**DISPOSITIVO MARCATO CE**

Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

Confezione e
imballaggio: Confezione da 20pz. in sacchetto di polietilene, NON STERILE. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.
Conservare nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta.

Avvertenze L'applicazione del dispositivo deve essere effettuata SOTTO CONTROLLO MEDICO e attenendosi alle istruzioni d'uso che lo accompagnano.

Non esistono effetti collaterali, controindicazioni o tossicità rilevati o relazionati con il dispositivo, tenendo conto dell'uso previsto dal fabbricante, come riportato sulle istruzioni e sotto controllo medico.