

TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT

KIT PER TRAZIONE CUTANEA

DESCRIZIONE	I Kit per trazione cutanea TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT costituiscono un sistema di supporto efficiente ed affidabile per applicare all'arto, in modo non invasivo, i sistemi di trazione più idonei. Sono disponibili in due versioni, adesiva e non adesiva, e in due misure, adulto e bambino.
CARATTERISTICHE TECNICHE:	<p><u>Kit adesivo</u> Il kit consiste di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una striscia di tessuto non tessuto, spalmata con adesivo acrilico sensibile alla pressione per consentire la massima adesione. L'adesivo non è irritante e non crea fenomeni di sensibilizzazione. 2. Una striscia protettiva in schiuma di polietilene a cellule aperte 3. Una corda di trazione 4. Una piastra di distensione 5. Una benda <p>COMPOSIZIONE</p> <p>1. STRISCIA ADESIVA: Tessuto non tessuto (32% poliestere/68% viscosa) spalmato con adesivo acrilico, e con carta protettiva siliconata bianca. Peso: 123-137 g/m² Spessore: 0,5-0,8mm Resistenza allo strappo: 28-42 N/cm Adesione su piastra d'acciaio: minimo 150mN/mm Massa adesiva: 30-40 g/m² Permeabilità al vapore acqueo: 500 g/m²/24ore minimo Dimensioni: Adulto: 75mm(± 2) x 1,8m Bambino: 50mm (± 2)x 1,3m</p> <p>2. SCHIUMA DI PROTEZIONE: In 100% polietilene a celle aperte Densità: 19-20,5kg/m minimo Resistenza tessile: 70 KPa min Estensibilità: 150% minimo Resistenza allo strappo: 0,26 N/cm minimo Dimensioni: Adulto: 90x500x10mm Bambino: 60x380x10mm</p>

continua

BSN medical S.p.A.
Un Procuratore

Dr. Giovanni Zamboni

TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT

KIT PER TRAZIONE CUTANEA

continuazione/2

3. CORDA DI TRAZIONE:	<p>In 100% poliestere intrecciato bianco naturale Lunghezza: 180(± 2) cm Diametro: 4(± 1) cm Forza di rottura: 200 kg/m min</p>
4. PIASTRA DI DISTENSIONE:	<p>In polistirene (acrilonitrile butadiene stirene) da forte impatto, con tre fori centrali per permettere un passaggio uniforme della corda. Dimensioni: Adulto: 75x75x2,4mm, peso 14g Bambino: 50x50x2,6mm, peso 6g</p>
5. BENDA DI FISSAGGIO:	<p>Benda universale di supporto (TENSOLASTIC) in 69% cotone, 30% poliammide e 1% elastane con bordi in cimoso. Estendibilità: 100-120% Densità: 72-78 g/m² Resilienza: 50% massimo Dimensioni: Adulto: 8cmx7,5m Bambino: 6cmx 5m</p>
1. SCHIUMA DI FISSAGGIO:	<p><u>Kit non adesivo</u> <i>Il kit consiste delle stesse componenti del kit adesivo (2,3,4,5), eccetto:</i> 1. una striscia di tessuto non tessuto, spalmata con adesivo acrilico, a cui è attaccata, per tutta la lunghezza, una striscia di schiuma di polietilene a celle chiuse e legami incrociati, che permette un fissaggio leggermente coesivo e anti-scivolo. In 100% polietilene a celle chiuse, e legami incrociati Densità: 25-45kg/m Resistenza tessile: >180 kPa Estensibilità: >120% Resistenza allo strappo: >6,5 N/cm Assorbimento acqueo: <0,005 g/m³/ dopo 24ore Dimensioni: Adulto: 1800x75x3,5mm Bambino: 1300x50x3,5mm</p>

continua

BSN medical S.r.l.
Un Procuratore

Dr. Giovanni Zamboni

Ultimo aggiornamento: 08/03/2006

TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT

KIT PER TRAZIONE CUTANEA

continuazione/3

INDICAZIONI	Trazione con pesi, ed altri specifici tipi di trazione quali: Splint di Thomas, Trazione di Russell e trazione per lesioni del disco. I kit non adesivi sono indicati per pazienti con pelle fragile (anziani o bambini) o con nota intolleranza ad adesivi.
PRECAUZIONI PER L'USO	Durante l'applicazione della striscia in tessuto non tessuto, evitare grinze o pieghe che potrebbero dar luogo a punti di pressione. Verificare giornalmente che non sussistano eventuali manifestazioni di irritazione della pelle Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.
CONTROINDICAZIONI	Nessuna
BIOCOMPATIBILITA' ED ATOSSICITA'	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime sono atossici.
CONSERVAZIONE E DURATA	Il prodotto va conservato all'asciutto ad una temperatura non superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato è di 3 anni.
CONFEZIONE	Unità d'uso: Singolo kit confezionato in busta di polipropilene, poi in scatola individuale, con foglietto illustrativo d'uso. Unità di vendita: confezione da 12 singoli kit L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
MARCHIO CE	Prodotto di Classe I conforme alla direttiva 93/42/CEE
CODICE CND	M030503
NUMERO DI REPERTORIO	30956/R
PRODUTTORE	Prodotto BSN medical Ltd, Brierfel -Inghilterra e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

CODICI	NUOVI CODICI	TIPO	DIMENSIONI	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
66000456	71544-00000-00	Adesivo	Adulto	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit
66000457	71554-00000-00	Adesivo	Bambino	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit
66000458	71555-00000-00	Non adesivo	Adulto	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit
66000459	71556-00000-00	Non adesivo	Bambino	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit

BSN medical S.r.l.
Un Ingegnere

Dr. Giovanni Zambra

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.