





DYNACAST PII BENDA SINTETICA AVANZATA PER IMMOBILIZZAZIONE

DESCRIZIONE E INDICAZIONI D'USO	Benda sintetica avanzata per il confezionamento di apparecchi per immobilizzazione. Gessi rigidi per immobilizzazione, gessi funzionali rigidi o semi-rigidi, docce di				
SUPPORTO	posizione rigide o semi-rigide. Maglia in polipropilene, poliestere di materiali compositi ed elastomero.				
	Il prodotto non contiene fibra di vetro.				
RESINA	Poliuretanica idroattivata a bassa appiccicosità.				
ROCCHETTO	In plastica con esclusivo disegno sagomato, permette un'imbibizione rapida ed omogenea della benda.				
CARATTERISTICHE TECNICHE	Tempo di lavorazione: 3-4 minuti circa (dopo immersione in acqua a 20°C), regolabile in funzione del numero di strizzate Tempo per raggiungere la resistenza di carico: 15 minuti per raggiungere 3,28 Kgf/cm Lunghezza in tensione: 1,8m per la misura 2,5cm; 3,6m per tutte le altre misure; misure varie (vedi sotto) per i pretagliati Radiotrasparenza: 100% Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico. Tuttavia per sua natura il prodotto stesso non deve essere messo a contatto diretto con la cute, ma è opportuno preparare il distretto da immobilizzare con maglina ed imbottitura sottogesso per proteggere il Paziente nelle fasi del trattamento: Prima della vulcanizzazione – perché la componente di resina, prima dell'attivazione, è potenzialmente irritante se posta a diretto contatto cutaneo. Durante il procedimento di attivazione: perché questo genera in ogni caso una leggera esotermia Durante la rimozione: come protezione dal calore generato dalla sega ortopedica				
CONFEZIONAMENTO	e in tutti i casi dagli utensili da taglio utilizzati Unità d'uso: singola benda confezionata in busta ermetica di alluminio Multiplo d'ordine: una confezione da 10 bende in buste individuali				
	Pretagliati: Unità d'uso e unità di vendita: in busta ermetica di alluminio. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara				
STERILITA'	Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile.				
CONSERVAZIONE E SCADENZA	Il prodotto deve essere conservato al riparo dalla luce ad una temperatura non superiore a 20°C. La vita utile del prodotto correttamente conservato è di tre anni.				
BIOCOMPATIBILITA' ED ATOSSICITA'	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime, dei coloranti e degli inchiostri impressi direttamente sulle parti che vengono a contatto con i tessuti del corpo sono atossici.				
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I				
CODICE CND	M03050202				
N°. DI REGISTRAZ.	22370/R				
PRODUTTORE	Prodotto per BSN medical Ltd, Brierfield, UK e distribuito da BSN medical S.r.I, Viale Colleoni 17, 20041 AGRATE BRIANZA (MI)				
PUNTI DI FORZA	 eccellente conformabilità ottenuta dall'esclusivo tessuto a maglia senza fibra di vetro i bordi non risultano taglienti aspetto finale liscio e levigato radiotrasparenza al 100% non produce polvere tossica durante la rimozione rimozione possibile anche con le forbici possibilità di variare la rigidità dell'apparecchio con lo stesso materiale (1-2 strati: semi-rigido; 3 strati: rigido; 4-5 strati da carico) smaltimento ecologico (se incenerito, genera solo CO₂+H₂O) non si rompe se sottoposto a carico permette l'utilizzo di quantità inferiori di materiale (totale resistenza al carico con 5 strati) 				

Ultimo aggiornamento: 21/02/2006

Dr. Giovanni Zambra





DYNACAST PII BENDA SINTETICA AVANZATA PER IMMOBILIZZAZIONE

CODICI	DIMENSIONI	COLORE	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIO (unità di vendita)	CONF. SECONDARIO (imballo di magazzino)
70000 00000 00	0.5	DIANIOO	41	40.1	101
72830-00000-00	2,5cmx1,8m	BIANCO		10 bende	10 bende
72830-00001-00	5cmx3,6m	BIANCO		10 bende	10 bende
72830-00002-00	7,5cmx3,6m	BIANCO		10 bende	10 bende
72830-00003-00	10cmx3,6m	BIANCO		10 bende	10 bende
72830-00004-00	12,5cmx3,6m	BIANCO	-	10 bende	10 bende
72830-00009-00	5cmx3,6m	VERDE		10 bende	10 bende
72830-00010-00	7,5cmx3,6m	VERDE		10 bende	10 bende
72830-00011-00	10cmx3,6m	VERDE	-	10 bende	10 bende
72830-00012-00	12,5cmx3,6m	VERDE	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00092-00	5cmx3.6m	COL.MISTI	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00093-00	7.5cmx3.6m	COL.MISTI	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00094	12.5cmx3.6m	COL.MISTI	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00005-00	5cmx3,6m	BLU	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00006-00	7,5cmx3,6m	BLU	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00007-00	10cmx3,6m	BLU	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00008-00	12,5cmx3,6m	BLU	1 benda	10 bende	10 bende
		Strisce			
72830-00036-00	5cmx3,6m	ROSSO/BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00037-00	7,5cmx3,6m	ROSSO/BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00038-00	10cmx3,6m	ROSSO/BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00042-00	5cmx3,6m	BLU/BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00043-00	7,5cmx3,6m	BLU/BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00044-00	10cmx3,6m	BLU/BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
		PRETAGLIAT	0		
72830-00049-00	10cmx38cm	BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
72830-00050-00	10cmx76cm	BIANCO		10 bende	10 bende
72830-00051-00	12.5cmx76cm	BIANCO		10 bende	10 bende
72943-00000-00	5cmx20cm	BIANCO	The state of the s	10 bende	10 bende
72943-00001-00	7.5cmx 20cm	BIANCO	-	10 bende	10 bende
72943-00002-00	5cmx 38cm	BIANCO		10 bende	10 bende
72943-0003-00	7.5cmx38cm	BIANCO		10 bende	10 bende

Ultimo aggiornamento: 21/02/2006

BSN medical S.r.l

Dr. Giovanni Zambra

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use This page will not be added after purchasing Win2PDF.	