

**SCHEDA TECNICA
TAMPONI DI GARZA IDROFILA
NON STERILE**

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nome commerciale del dispositivo TAMPONI DI GARZA IDROFILA ROTONDI DIAMETRO 60 MM. PER MEDICAZIONE – non sterile Prodotto monouso Classe II A Cod.Prodotto TAMP4 | | | |
| Caratteristiche | | Confezioni | |
| Lunghezza | mm.60 | Imballo primario | Quantità |
| Larghezza | mm.60 | Buste idonee alla sterilizzazione da | n.1 busta da |
| Misura garza aperta | cm.40x40 | n.10 pezzi | 10 pezzi |
| Note: | | Imballo secondario | |
| | | scatole di cartone da 100 buste da 10 pezzi | |
| Caratteristiche materia prima | | | |
| Filato | | America 1° 32/40 Cotone 100% a norma legge 883 26/11/73 | |
| Titolo | | 12/8 | |
| Peso | | 30 gr. /mq. | |
| Riduzioni | | ordito n. fili/10 cm. 120 circa trama n. battute /10 cm. 80 circa | |
| Dati di rintracciabilità | | | |
| Lotto di produzione | | 208102 del 06/2008 scad.06/2013 | |
| Prove FU IX Ediz. | Valori confronto FU | Risult.test fisico-chimici | |
| Tempo immersione | Minore di 10 secondi | 5 secondi | |
| Acidità-alcidità | assenti | Assenti | |
| Sostanze tensioattive | assenti | Assenti | |
| Amidi e destrine | assenti | Assenti | |
| Sostanze coloranti | assenti | Assenti | |
| Fluorescenza | assenti | Assenti | |
| Sostanze solubili in H ² O | Minore di 0,5% | 0,3% | |
| Sostanze solubili in etere | Minore di 0,5% | 0,17% | |
| Ceneri solforiche | Minore di 0,4% | 0,17% | |
| Corpi estranei | assenti | Assenti | |
| Perdita essiccamento | Minore di 8% | 6,36% | |
| Carico rottura | Ordito N/5 cm. maggiore di 60 Trama N/5 cm. maggiore di 35 | 98 67 | |
| Bioburden | < a 500 UFC/gr.su prod.non sterile | 37 UFC/gr | |

SCHEDA TECNICA
TAMPONI DI GARZA IDROFILA
NON STERILE

| Conservazione | Modalità di utilizzo/destinazione d'uso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservare il dispositivo a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta e lontano da fonti di calore. | Da sterilizzare per disinfezione in interventi di pronto soccorso e in operazioni chirurgiche invasive. Per mantenere il microambiente di una ferita su cute lesa. |
| Scadenza: 5 anni dalla data di fabbricazione | |
| AVVERTENZE Fabbricante D.L.46/97 | Si raccomanda di smaltire il dispositivo secondo la normativa vigente SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 - 20020 ARESE (MI) |