


**DESCRIZIONE
COPRIFERULA**

**CODICE
UJ0061756**

**TAGLIE
Unica**



DESTINAZIONE D'USO

Utilizzata per la copertura di ferule in gommapiuma.

SPECIFICHE TECNICHE

Valva a cassetta da posizionare nel letto per mantenere la gamba ferma con il piede in posizione verticale. Composta da poliuretano espanso. Morbida e resistente. Disponibile con fodera copriferula in TNT e con tavoletta in legno forata.

MATERIALE IMPIEGATO "IPOALLERGICO"

TNT

CONFEZIONE

da 1 pezzo in busta di polietilene – sterile

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

In luogo asciutto e lontano da fonti di calore e da raggi solari.

DITTA PRODUTTRICE

ITALSANITARIA s.r.l.

CLASSIFICAZIONE

Il prodotto è classificato secondo quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE come "dispositivo medico non invasivo" rientrante nella classe I, ed inoltre: non è uno strumento di misura – non è destinato ad indagini cliniche – viene commercializzato in confezione sterile – soddisfa i requisiti essenziali e le disposizioni applicabili della Direttiva 93/42/CEE. – N° Registrazione Ministero Sanità 99798/R – CND T0399